

## Log4j 脆弱性における弊社製品への影響について

弊社取扱メーカーの製品において Log4j の脆弱性(CVE-2021-44228) について問題無い事が確認出来ましたので報告致します。

メーカー	影響
Leeds Test Objects 社	影響ありません。 (AutoPIA Ver.3.x にて Log4j ライブラリは使用していますが、使用する バージョンが 1.x 系であるため)
Hermes Medical 社	影響ありません。 (Log4j ライブラリは使用していますが、使用する バージョンが 1.x 系であるため)
Hologic 社	使用していないため影響ありません
COSMED 社	
SCANCO Medical 社	
DIERS 社	
SELVAS Healthcare 社	
Medimaps Group 社	
3D-Shaper Medical 社	
Mirada Medical 社	
Sun Nuclear 社	
IBA Dosimetry 社	
Modus QA 社	
PTW 社	
Radcal 社	
FLUKE 社	
Vertual 社	
QA Benchmark 社	
東洋メディック(B-Cube)	

本件に関する詳細につきましては、下記にご連絡いただきますようお願い致します。

<サイバーセキュリティお問い合わせ窓口>

東洋メディック株式会社 技術部

電話:03-3268-0316

FAX:03-3268-0318

E-Mail:弊社ホームページのお問い合わせ窓口よりお問い合わせください。

<https://www.toyo-medico.co.jp/contact/>